



## Mesas de Germinação

As **mesas de germinação da HortivinyL** são indicadas para produtores que **utilizam espuma fenólica** para a **fase de germinação das plantas**, também **conhecida como maternidade**.

### Características

Fabricadas **100% em PVC (Policorteto de Vinila)**, possuem a face lisa **facilitando o desague da solução**, aletas laterais e frontais avantajadas para evitar a queda da solução, conexão de saída de  $\frac{3}{4}$  de polegadas (saída da solução), e travessas de sustentação (opcional).

### Dimensões das mesas

**1000 x 618mm e 2000 x 618mm**

### Instrução de instalação

Para mesa de germinação de **1000 x 618mm** recomenda se utilizar **2 conjuntos de travessas** de sustentação, para a mesa de **2000 x 618mm** se faz necessário a utilização de **3 conjuntos de travessas**. As travessas **devem ser instaladas a 40cm da borda mesa**, garantindo **maior estabilidade, planicidade e melhor estabilidade na germinação das mudas e fluxo da solução**.

### Recomendações

- Utilizar de bandejas para melhor manuseio das mudas e filtragem da solução.
- **Inclinação indicada de 5 a 10% para desague da solução**, dependendo da região, clima, intervalo das irrigações a inclinação pode variar.